

## NOVA GENERACIJA KOZMETIKE

**INOVACIJA ZA OHRANJANJE ZDRAVEGA VIDEZA KOŽE**

**OXILVER SKIN GEL** je proizvod moderne kozmetologije, ki je razvila učinkovit način za oksigenacijo kožnih celic. Gre za mehanizem oskrbe kože z aktivnim kisikom. Ob stiku gela s površino telesa se sprosti aktivni kisik, ki površino čisti, neguje, hidrira in oksigenira.

**OXILVER SKIN GEL** naredi na koži zaščitno plast ter blaži simptome različnih neželenih procesov na koži. Hialuronska kislina in Aloja s svojim komplementarnim delovanjem doprineseta k intenzivnemu vlaženju kože ter k večji prožnosti, napetosti in gladkosti kože. Hialuronska kislina je sestavni del kože in lahko nase veže do 1000x količino vode glede na lastno maso. Aloja ima sposobnost prenosa aktivnih snovi, kar poveča vlaženje in obnavljanje kože.

**Rezultat**

**OXILVER SKIN GEL** je primeren kot pomoč pri:

- negi nečiste in aknaste kože
- rdeči in občutljivi koži
- razpokani in suhi koži
- hitrejši obnovi kože

**OXILVER SKIN GEL**

- ohranja zdrav in svež videz kože
- pomaga upočasniti proces staranja
- deluje blago antiseptično.

**OXILVER SKIN GEL** je primeren za vse tipe kože ne glede na spol.

**Način uporabe**

**OXILVER SKIN GEL** enakomerno nanesite na željene predele kože, dva- do trikrat na dan. Mesta nanosa ni treba brisati ali izpirati; počakajte le, da se osuši.

Za ohranjanje zdravega videza kože se priporoča redna uporaba izdelka **OXILVER SKIN GEL**.

**Opozorila**

Izdelek je namenjen le za zunanjo uporabo.

Izdelek vsebuje vodikov peroxid

Shranjujte nedosegljivo otrokom.

Shranjujte pri temperaturi od 5°C do 25°C.

Shranjujte zaščiteno pred svetlobo.

Izogibajte se direktnemu stiku z očmi in sluznico.

Če izdelek pride v stik z očmi, jih takoj izperite pod tekočo vodo.

Izdelek vsebuje vodikov peroksid.

**Sestavine:**

Izdelek **OXILVER SKIN GEL** vsebuje: Aqua, Hydrogen Peroxide, Glycerin, Aloe Barbadosis Leaf Juice, Sodium Hyaluronate, Colloidal Silver, Xanthan Gum, Parfum, Propylene Glycol, Triacetin, Alcohol.

**Shranjevanje, rok uporabe:**

Raztopino **OXILVER SKIN GEL** hranite pri sobni temperaturi od 5 °C do 25 °C.

Rok uporabe izdelka je dve leti.

Po odprtju je priporočljivo izdelek porabiti v treh mesecih.

Uporabljajte le izdelek v nepoškodovanem vsebniku.

**Uporabno najmanj do konca in številka serije:** sta odtisnjena na dnu embalaže.

Izdelek je na voljo v pakiranjih po 30 ml.

**Proizvajalec:**

ENIKAM d.o.o.

C. Andreja Bitenca 118,  
1000 Ljubljana, Slovenija  
info@enikam.com

**Proizvedeno pri**

KINEZIKA d.o.o., Slovenija